

BRUK AV HÅNDDESINFEKSJON FRA 5L KANNE – TRINN FOR TRINN

Hånddesinfeksjon

PRODUKTER

Lilleborg fører ekstra varianter i store forpakninger ifm. Koronautbruddet. Når småflasker ikke er tilgjengelig eller større varianter er praktisk for å unngå for hyppig bytte og refill er 5 liter kanner med pumpe en god løsning. For samleside hånddesinfeksjon - [trykk her](#).

Se lilleborg.no for siste oppdatert sortiment og informasjon relatert til Covid-19.

Hånddesinfeksjon på 5-liter:

- [Soft Care Des E Spray H5 2x5L](#)
Passer pumper tilpasset 38 mm hals.
- [Hand Disinfectant 3x5L](#)
Passer pumper tilpasset 40 mm hals.

Brukspumper til dosering i hånd – [trykk her](#):
Pumper til hånddesinfeksjons bør dosere 3-5 ml.

DU TRENGER:



- Hånddesinfeksjonsmiddel på 5 liter.
- Pumpe som doserer 3-5 ml tilpasset kannens hals.

Desinfeksjonsmidler skal anvendes på forsvarlig vis. Les alltid merkeetiketten og produktopplysningene før bruk



+

